


Anticuerpo Monoclonal Anti-Mmp3 (Estromelisina-1) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08254

Número de artículo: CM0006706



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra MMP3 humana (Estromelisina-1). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para la investigación de la remodelación de la MEC y la inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MMP3 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	SL-1; STMY; STR1; CHDS6; MMP-3; STMY1; MMP3
Especie	Humano
ID de Gen	4314 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 385-477 de la MMP3 humana (NP_002413.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08254
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo