


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mmp3 (Estromelisina-1) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08254

Número de artículo: CM0003788



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra MMP3 humano (Estromelisina-1). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con rata. Ideal para investigación de degradación de la MEC y enfermedades inflamatorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-MMP3
Observaciones/Alias	SL-1; STMY; STR1; CHDS6; MMP-3; STMY1; MMP3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4314
ID del Gen	4314
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 385-477 del MMP3 humano (NP_002413.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P08254
Peso Molecular de la Proteína	54 kDa
Envío	Bolsa de hielo