


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mmp7 (Matrilisina) Para Wb, Elisa - P09237

Número de artículo: CM0003948



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo MMP7 para WB y ELISA. Reacciona específicamente con matrilisina humana (MMP-7), ~30 kDa. Ideal para investigación sobre remodelación de la matriz extracelular y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo MMP7
Observaciones/Alias	MMP-7; MPSL1; PUMP-1; MMP7
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4316
ID del Gen	4316
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-267 de MMP7 humano (P09237)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P09237
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo