


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mmp7 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09237

Número de artículo: CM0017911



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la MMP7 humana (Matrilisina/PUMP-1), validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con rata. Ideal para el estudio de la metaloproteasa de matriz 7 en cáncer, remodelación tisular y desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MMP7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MMP-7; MPSL1; PUMP-1; MMP7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4316
GeneID	4316
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 50-150 de la MMP7 humana (NP_002414.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	P09237
Peso molecular de la proteína	30 kDa
Envío	Bolsa de hielo