


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mmp8 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P22894

Número de artículo: CM0020434



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MMP8 (colagenasa de neutrófilos) para aplicaciones de WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para la investigación de la matriz extracelular y la inflamación. SWISS: P22894.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MMP8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HNC; CLG1; MMP-8; PMNL-CL; MMP8
Especie	Humana
ID del gen (humano)	4317
ID del gen	4317
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 101-467 de la MMP8 humana (NP_002415.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P22894
Peso de la proteína	53 kDa
Envío	Bolsa de hielo