

## Anticuerpo Policlonal Anti-Mmp9 Para Wb, Elisa - P41245

Número de artículo: CM0020291

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra MMP9 de ratón (gelatinasa B, colagenasa tipo IV de 92 kDa). Validado para WB y ELISA, ideal para investigar la remodelación de la MEC, la reabsorción ósea y la metástasis en investigación con ratón.

[Aprende más](#)

| Parámetro            | Valor                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto  | MMP9 Rabbit pAb                                                                                                           |
| Observaciones/Alíase | Clg4b, Gel B, MMP-9, B/MMP9, pro-MMP-9, Pro-MMP9                                                                          |
| Especie              | Ratón                                                                                                                     |
| GeneID (Humano)      | 4318                                                                                                                      |
| GeneID (Ratón)       | 17395                                                                                                                     |
| Inmunógeno           | Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 108-730 de la MMP9 de ratón (NP_038627.1) |
| Origen               | Conejo                                                                                                                    |
| Categoría            | Anticuerpos Policlonales                                                                                                  |
| Aplicación           | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Reactividad Cruzada  | Ratón                                                                                                                     |
| SWISS                | P41245                                                                                                                    |
| Peso de la Proteína  | 80KDa                                                                                                                     |
| Envío                | Bolsa de hielo                                                                                                            |