


Anticuerpo Policlonal Anti-Mmp9 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14780

Número de artículo: CM0016196



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MMP9 humano (gelatinasa B, CLG4B). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Para investigación de matriz extracelular y migración de leucocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	MMP9 pAb Conejo
Observaciones/Alias	GELB; CLG4B; MMP-9; MANDP2; MMP9
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4318
GeneID	4318
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 538-707 de MMP9 humano (NP_004985.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14780
Peso Proteico	78 kDa
Envío	Bolsa de hielo