

Anticuerpo Policlonal Anti-Mnx1/Hb9/Hlxb9 Para Wb Y Elisa - P50219

Número de artículo: CM0021424

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido al factor de transcripción MNX1/HB9/HLXB9 humano. Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de desarrollo de motoneuronas y páncreas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MNX1/HB9/HLXB9 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HB9; HLXB9; SCRA1; HOXHB9; MNX1/HB9/HLXB9
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3110
GeneID	3110
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 201-315 de MNX1/HB9/HLXB9 humano (NP_005506.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P50219
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo