


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mob1A/Mob1B Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H8S9 / Q7L9L4

Número de artículo: CM0021390



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MOB1A/MOB1B, validado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad humana, de ratón y de rata. Las proteínas MOB1 son activadores de la vía de señalización Hippo que regulan el tamaño de los órganos y la supresión de tumores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MOB1A/MOB1B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MOB1A/MOB1B
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	55233/92597
ID de Gen	55233/92597
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H8S9/Q7L9L4
Envío	Bolsa de hielo