


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mob4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y3A3

Número de artículo: CM0024968



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MOB4 humano, validado para Western blot, IHC-parafina y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Útil para investigar las funciones del complejo STRIPAK en la señalización celular y la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MOB4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	2C4D; MOB1; MOB3; PHOCN; PREI3; CGI-95; MOBKL3; MOB4
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	25843
ID de Gen	25843
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-225 de MOB4 humano (NP_056202.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y3A3
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo