

## Anticuerpo Policlonal Anti-Moesina Para Wb, Elisa - P26038

Número de artículo: CM0024417



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la moesina humana (MSN), validado para WB y ELISA. Reacciona cruzadamente con humano y ratón. Ideal para estudiar las proteínas de la familia ERM y la regulación del citoesqueleto de actina.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | Moesina pAb de conejo                                                                                                                 |
| Observaciones/Alias | HEL70; IMD50; Moesina                                                                                                                 |
| Especie             | Humano                                                                                                                                |
| GeneID (Humano)     | 4478                                                                                                                                  |
| GeneID              | 4478                                                                                                                                  |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de la Moesina humana (NP_002435.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                              |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                             |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                         |
| SWISS               | P26038                                                                                                                                |
| Peso Proteico       | 68 kDa                                                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                        |