

Anticuerpo Policlonal Anti-Moesina Para Wb, If/Icc, Elisa - P26038

Número de artículo: CM0015088



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la Moesina humana (MSN), validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar las funciones de las proteínas ERM en la organización del córtex celular, la regulación inmune y la dinámica del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Moesina Conejo pAb
Observaciones/Alias	HEL70; IMD50; Moesina
Especies	Humano
GeneID (Humano)	4478
GeneID	4478
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 458-557 de la Moesina humana (NP_002435.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P26038
Peso Molecular de la Proteína	68kDa
Envío	Bolsa de hielo