

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mok Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uq07

Número de artículo: CM0022938

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MOK humano (RAGE-1), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Adecuado para investigación de señalización de quinasas y ciliogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MOK Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RAGE; RAGE1; STK30; RAGE-1; MOK
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5891
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-230 de MOK humano (NP_055041.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UQ07
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo