

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Monoamino Oxidasa A (Maoa) Para If/Icc Y Elisa - P21397

Número de artículo: CM0017498



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la Monoamino Oxidasa A humana (MAOA), validado para IF/ICC y ELISA. Detecta la MAOA mitocondrial, una enzima clave en la degradación de neurotransmisores. Adecuado para investigación en neurociencia y cardiología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra Monoamino Oxidasa A (MAOA)
Notas/Alias	BRNRS; MAO-A; Monoamine Oxidase A (MAOA)
Especie	Humano
GeneID (humano)	4128
GeneID	4128
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 1-260 de la Monoamino Oxidasa A humana (NP_000231.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P21397
Peso de la proteína	61kDa
Envío	Bolsa de hielo