

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Monoamina Oxidasa A (Maoa) Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P21397

Número de artículo: CM0015490



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la monoamina oxidasa A (MAOA) humana para Western blot, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios metabólicos de neurotransmisores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Monoamina Oxidasa A (MAOA) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	BRNRS; MAO-A; Monoamina Oxidasa A (MAOA)
Especie	Humano
GeneID (humano)	4128
GeneID	4128
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de la Monoamina Oxidasa A humana (NP_000231.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P21397
Peso Proteico	61 kDa
Envío	Bolsa de hielo