


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Monoamina Oxidasa B (Maob) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P27338

Número de artículo: CM0003799



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido a la Monoamina Oxidasa B (MAOB) humana. Validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada a ratón, rata. Adecuado para estudiar el metabolismo de neurotransmisores y la investigación de enfermedades neurodegenerativas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo contra Monoamina Oxidasa B (MAOB)
Observaciones/Alias	MAOB; monoamina oxidasa B; Monoamina Oxidasa B (MAOB)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4129
GeneID	4129
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la Monoamina Oxidasa B (MAOB) humana (P27338).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P27338
Peso Proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo