

Abflo 647 Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd107B (Lamp2) De Ratón Para Citometría De Flujo - P17047

Número de artículo: CM0008198



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con ABflo 647 dirigido contra CD107b (LAMP2) de ratón, validado para citometría de flujo. Reacciona con el ratón. Ideal para investigar la biogénesis lisosomal, la autofagia y las vías de presentación de antígenos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	anticuerpo de conejo anti-CD107b mAb de ratón
Observaciones/alias	Mac3; LGP-B; CD107b; Lamp-2; Lamp II; Lamp-2a; Lamp-2b; Lamp-2c
Especie	Ratón
GeneID (humano)	3920
GeneID	16784
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-189 de CD107b de ratón (NP_001017959.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P17047
Peso molecular de la proteína	46 kDa
Envío	Bolsa de hielo