

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ratón Cd107B Para Citometría De Flujo - P17047

Número de artículo: CM0004911



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD107b de ratón (LAMP-2). Validado para citometría de flujo, este anticuerpo contra la proteína de membrana lisosomal de 46 kDa permite la detección de la expresión de CD107b de ratón. Ideal para estudios de autofagia y lisosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Ratón CD107b mAb
Observaciones/Alias	Mac3; LGP-B; CD107b; Lamp-2; Lamp II; Lamp-2a; Lamp-2b; Lamp-2c
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3920
GeneID	16784
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-189 del CD107b de ratón (NP_001017959.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P17047
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo