

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ratón Cd112/Nectina-2 (Abflo 488) Para Fc - P32507

Número de artículo: CM0011382



Introducción

Anticuerpo monoclonal anti-ratón CD112/Nectina-2 de conejo conjugado con ABflo 488 validado para citometría de flujo. Ideal para investigación sobre señalización de linfocitos T, inmunooncología y adhesión celular en modelos murinos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-ratón CD112/Nectina-2 de conejo
Observaciones/Alias	MPH; Pvr; Pvs; Cd112; Pvr12; nectin-2
Especie	Ratón
GeneID (humano)	5819
GeneID	19294
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 32-345 de CD112/Nectina-2 de ratón (NP_033016.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P32507
Peso molecular de la proteína	57kDa
Envío	Bolsa de hielo