

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ratón Cd112/Nectina-2 Para Fc - P32507

Número de artículo: CM0008364



Introducción

Anticuerpo monoclonal anti-CD112/Nectina-2 de ratón para citometría de flujo, dirigido al modulador de linfocitos T y proteína de adhesión celular. Validado para ratón, ideal para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo anti-Ratón CD112/Nectina-2
Observaciones/Alias	MPH, Pvr, Pvs, Cd112, Pvrl2, nectin-2
Especie	Ratón
GeneID (humano)	5819
GeneID (ratón)	19294
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 32-345 de CD112/Nectina-2 de ratón (NP_033016.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P32507
Peso Molecular	57kDa
Envío	Bolsa de hielo