

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd117/C-Kit Para Fc - P05532

Número de artículo: CM0009291



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al receptor CD117/c-Kit de ratón para citometría de flujo. Apoya la investigación hematopoyética y de células madre, ofrecido como una materia prima de IVD confiable.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Ratón CD117/c-Kit mAb
Observaciones/Alias	W; Bs; Fdc; Ssm; SCO1; SCO5; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3815
GeneID	16590
Inmunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-523 del CD117/c-Kit de ratón (NP_001116205.1))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P05532
Peso Proteico	22kDa/108kDa/109kDa
Envío	Bolsa de hielo