

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd11A De Ratón (Apc) Para Fc - P24063

Número de artículo: CM0012810

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido contra CD11a de ratón (cadena alfa de LFA-1) para citometría de flujo. Reconoce la subunidad de integrina leucocitaria involucrada en la adhesión y las respuestas inmunitarias. Validado con inmunógeno recombinante.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD11a de ratón conjugado con APC
Observaciones/alias	Cd11a; LFA-1; Ly-15; Ly-21; (p180); LFA-1A
Especie	Ratón
GeneID (humano)	3683
GeneID	16408
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 149-340 de CD11a de ratón (NP_001240801.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P24063
Peso molecular de la proteína	128 kDa
Envío	Bolsa de hielo