

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ratón Cd11A Para Citometría De Flujo - P24063

Número de artículo: CM0009265

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ratón CD11a conjugado con para citometría de flujo. Se dirige a la integrina alfa-L (LFA-1), que participa en la adhesión leucocitaria, la migración y la formación de sinapsis inmunitarias. Adecuado para investigación en inmunología e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Conejo anti-Ratón CD11a
Observaciones/Alias	Cd11a; LFA-1; Ly-15; Ly-21; (p180); LFA-1A
Especie	Ratón
ID del gen (Humano)	3683
ID del gen (Ratón)	16408
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 149-340 de CD11a de ratón (NP_001240801.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P24063
Peso de la proteína	128kDa
Envío	Bolsa de hielo