


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd11B De Ratón (Biotina) Para Citometría De Flujo - P05555

Número de artículo: CM0004150



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con biotina dirigido al CD11b de ratón (Integrina alfa-M, ITGAM) para aplicaciones de citometría de flujo (FC). Validado en muestras de ratón, inmunógeno recombinante, peso predicho de 127 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Biotina Conejo anti-CD11b de Ratón mAb
Observaciones/Alias	CR3, CR3A, MAC1, Cd11b, Ly-40, Mac-1, Mac-1a, CD11b/CD18, F730045J24Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3684
GeneID	16409
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 143-337 del CD11b de ratón (NP_032427.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P05555
Peso Proteico	127kDa
Envío	Bolsa de hielo