


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd11B De Ratón Para Citometría De Flujo - P05555

Número de artículo: CM0005854



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el CD11b de ratón (Integrina alfa-M), validado para citometría de flujo. Reconoce el dominio extracelular. Adecuado para estudios de adhesión leucocitaria, función del receptor del complemento y actividad microglial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD11b de ratón
Observaciones/Alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Especie	Ratón
ID del gen (Humano)	3684
ID del gen	16409
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 143-337 del CD11b de ratón (NP_032427.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P05555
Peso proteico	127kDa
Envío	Bolsa de hielo