


Anticuerpo Monoclonal Anti-Ratón Cd11B (Percp) Para Citometría De Flujo - P05555

Número de artículo: CM0006080



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PerCP contra el CD11b de ratón, validado para citometría de flujo. Se dirige a la integrina alfa-M (Mac-1), un receptor de adhesión leucocitaria. Apto para investigación inmunológica. SWISS P05555.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo Anti-Ratón CD11b PerCP
Observaciones/Alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3684
GeneID	16409
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P05555
Peso Proteico	127kDa
Envío	Bolsa de hielo