

Mab Anti-Cd11C De Ratón Para Cf - Q9Qxh4

Número de artículo: CM0012248

Introducción

Anticuerpo monoclonal anti-CD11c de ratón conjugado con , validado para citometría de flujo (CF). Adecuado para el estudio de la integrina alfa-X en la adhesión de células inmunitarias y las respuestas inflamatorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	mAb anti-CD11c de ratón
Observaciones/Alias	Cr4; N418; Cd11c
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3687
GeneID	16411
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD11c de ratón
Origen	Hámster armenio
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9QXH4
Peso de la proteína	129kDa
Envío	Bolsa de hielo