

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd11C De Ratón Para Fc - Q9Qxh4

Número de artículo: CM0010837

Introducción

Anticuerpo monoclonal anti-CD11c de ratón obtenido de hámster armenio, validado para citometría de flujo (FC). Dirige su acción contra la integrina alfa-X de ratón, un receptor de adhesión clave en las respuestas inmunitarias. Ideal para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-CD11c de ratón
Observaciones/Alias	Cr4; N418; Cd11c
Especie	Ratón
ID génico (Humano)	3687
ID génico (Ratón)	16411
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD11c de ratón
Origen	Hámster armenio
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9QXH4
Peso de la proteína	129 kDa
Envío	Bolsa de hielo