

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd11C De Ratón Para Fc - Q9Qxh4

Número de artículo: CM0008670

Introducción

Anticuerpo monoclonal de hámster armenio contra CD11c de ratón (Integrina alfa-X) validado para citometría de flujo. Reconoce CD11c de ratón; inmunógeno proteína recombinante. Ideal para la investigación de la respuesta inflamatoria y la adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal anti-CD11c de ratón
Observaciones/Alias	Cr4; N418; Cd11c
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3687
GeneID	16411
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD11c de ratón
Origen	Hámster Armenio
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9QXH4
Peso Proteico	129kDa
Envío	Bolsa de hielo