

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd11C De Ratón () Para Citometría De Flujo - Q9Qxh4

Número de artículo: CM0006015

Introducción

Anticuerpo monoclonal anti-CD11c de ratón conjugado con (clon N418) validado para citometría de flujo. Dirige contra la integrina alfa-X, un marcador de células dendríticas, para el análisis de células inmunitarias de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-CD11c de ratón
Observaciones/Alias	Cr4; N418; Cd11c
Especie	Ratón
GenelD (humano)	3687
GenelD	16411
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD11c de ratón
Origen	Hámster armenio
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9QXH4
Peso de la proteína	129 kDa
Envío	Bolsa de hielo