


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd122 De Ratón Para Citometría De Flujo - P16297

Número de artículo: CM0011107



Introducción

Anticuerpo monoclonal de rata ABflo® conjugado con 647, específico para CD122 de ratón (subunidad beta del receptor de IL-2). Validado para citometría de flujo. Ideal para estudiar la señalización de IL-2 y la función de las células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de rata anti-CD122 de ratón
Observaciones/alias	p70; CD122; IL15Rbeta; IL-2Rbeta; IL-15Rbeta; IL-2/15Rbeta
Especie	Ratón
GeneID (humano)	3560
GeneID	16185
Inmunógeno	Péptido sintético: péptido sintetizado derivado de CD122 de ratón.
Origen	Rata
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P16297
Peso de la proteína	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo