

Anticuerpo Monoclonal Anti-CD124/IL-4Rα De Ratón Para Fc - P16382

Número de artículo: CM0009485

Introducción

mAb de conejo anti-CD124/IL-4Rα de ratón validado para citometría de flujo. Dirigido contra la cadena alfa del receptor de interleucina-4 de ratón (UniProt P16382). Ideal para estudios de diferenciación Th2, alergia e IgE.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD124/IL-4Rα de ratón
Observaciones/alias	IL4r; CD124
Especie	Ratón
ID del gen (humano)	3566
ID del gen	16190
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-233 de CD124/IL-4Rα de ratón (NP_001008700.1).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P16382
Peso de la proteína	87 kDa
Envío	Bolsa de hielo