

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ratón Cd127/IL-7Rα () Para Citometría De Flujo - P16872

Número de artículo: CM0004679



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD127/IL-7Rα de ratón (UniProt P16872). Validado para citometría de flujo. Específico para ratón, inmunógeno de proteína recombinante, peso molecular de 51 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-CD127/IL-7Rα de ratón de conejo
Notas/Alias	CD127; IL-7Ralpha
Especie	Ratón
ID genético (Humano)	3575
ID genético (Ratón)	16197
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-239 de CD127/IL-7Rα de ratón (NP_612564.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P16872
Peso molecular de la proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo