

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd127/IL-7R α De Ratón Para Citometría De Flujo - P16872

Número de artículo: CM0011468



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra el CD127 (IL-7R α) de ratón para citometría de flujo (FC). Validado en ratón, adecuado para investigación en inmunología y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD127/IL-7R α de ratón
Observaciones/Alias	CD127; IL-7Ralpha
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	3575
ID de Gen (Ratón)	16197
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-239 del CD127/IL-7R α de ratón, NP_612564.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P16872
Peso Molecular de la Proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo