


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd130/Gp130 De Ratón Para Fc - Q00560

Número de artículo: CM0008764



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD130/gp130 de ratón conjugado con para citometría de flujo (FC). Dirigido contra la subunidad beta del receptor de IL-6, permite investigar la señalización de citocinas, la regulación inmunitaria y la inflamación. - Q00560.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD130/gp130 de ratón
Observaciones/Alias	CD130; gp130; D13Ert699e; 5133400A03Rik
Especie	Ratón
ID del gen (humano)	3572
ID del gen (ratón)	16195
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-617 de CD130/gp130 de ratón (NP_034690.3)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q00560
Peso de la proteína	102 kDa
Envío	Bolsa de hielo