


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd130/Gp130 De Ratón Para Citometría De Flujo - Q00560

Número de artículo: CM0008992



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD130/gp130 de ratón (SWISS Q00560), conjugado con el fluorocromo , para citometría de flujo. Reacciona con ratón; el inmunógeno corresponde al dominio extracelular (aa 23-617).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD130/gp130 de ratón,
Observaciones/Alias	CD130; gp130; D13Ert699e; 5133400A03Rik
Especie	Ratón
GeneID (humano)	3572
GeneID	16195
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-617 de CD130/gp130 de ratón (NP_034690.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q00560
Peso de la proteína	102 kDa
Envío	Bolsas de hielo