

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd138/Sindecano-1 De Ratón () Para Citometría De Flujo - P18828

Número de artículo: CM0009776

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el CD138/Sindecano-1 de ratón, validado para citometría de flujo. Reconoce el dominio extracelular, adecuado para estudiar la adhesión celular mediada por proteoglicanos, la biología de los exosomas y las vías de señalización de MSX1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD138/Sindecano-1 de ratón
Observaciones/Alias	Sstn; Synd; CD138; Synd1; syn-1
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	6382
GeneID (Ratón)	20969
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-255 del CD138/Sindecano-1 de ratón (NP_035649.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P18828
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo