

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ratón Cd140B/Pdgfr Beta (Pe) Para Citometría De Flujo - P05622

Número de artículo: CM0008923



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido a CD140b/PDGFR beta de ratón para citometría de flujo. Adecuado para investigación en angiogénesis, desarrollo cardiovascular y fibrosis renal. Validado en muestras de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PE Conejo anti-Ratón CD140b/PDGFR beta mAb
Observaciones/Alias	Pdgfr; CD140b; PDGFR-1
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	5159
GeneID	18596
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 32-530 de CD140b/PDGFR beta de ratón (NP_032835.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P05622
Peso de la proteína	123kDa
Envío	Bolsa de hielo