

Anticuerpo Monoclonal Anti-Mouse Cd146 () Para Fc - Q8R2Y2

Número de artículo: CM0009184

Introducción

mAb de conejo anti-Mouse CD146 validado para citometría de flujo (FC). Se dirige al CD146/MUC18/gicerin de ratón, ~71kDa. Inmunógeno recombinante. Adecuado para la investigación de adhesión celular y melanoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Mouse CD146
Observaciones/Alias	CD146; CD149; Muc18; s-endo; 1-gicerin; s-gicerin
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	4162
ID de gen	84004
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 24-563 del CD146 de ratón (NP_075548.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q8R2Y2
Peso proteico	71kDa
Envío	Bolsa de hielo