

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd150/Slam De Ratón Para Citometría De Flujo - Q9Qum4

Número de artículo: CM0011136

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD150/SLAM de ratón conjugado con para citometría de flujo. Se dirige al miembro 1 de la familia SLAM de ratón, un receptor de membrana celular de 38 kDa implicado en la señalización inmunitaria. Reacciona con muestras de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD150/SLAM de ratón
Observaciones/alias	Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16
Especie	Ratón
GeneID (humano)	6504
GeneID	27218
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-242 de CD150/SLAM de ratón (NP_038758.2).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9QUM4
Peso de la proteína	38 kDa
Envío	Bolsa de hielo