

Anticuerpo Monoclonal Anti-Mouse Cd161C/Nk1.1 () Para Citometría De Flujo - P27814

Número de artículo: CM0012413

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD161c/NK1.1 de ratón (P27814). Adecuado para la detección por citometría de flujo (FC) de células NK en estudios de inmunología e inmuno-oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Mouse CD161c/NK1.1 mAb
Observaciones/Alias	Nk1; Ly59; Nk-1; CD161; Ly-59; Ly55c; NK1.1; NKRP1; Nk1.2; Klrb1b; NK-RP1; Nk-1.2; Nkrp1b; Nkrp1c; ly-55c; NKRP140; NKR-P1.9
Especie	Ratón
GenelD (humano)	3820
GenelD	17059
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 67-223 del CD161c/NK1.1 de ratón (NP_001153376.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P27814
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo