

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd19 De Ratón () Para Citometría De Flujo - P25918

Número de artículo: CM0008152

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra CD19 de ratón, conjugado directamente a para citometría de flujo (CF). Validado en muestras de ratón; derivado de inmunógeno recombinante de CD19 de ratón. Ideal para aplicaciones de investigación de linfocitos B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Conejo anti-CD19 de ratón
Especie	Ratón
ID genético (Humano)	930
ID genético	12478
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD19 de ratón.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P25918
Peso de la proteína	60kDa
Envío	Bolsa de hielo