


## Anticuerpo Monoclonal Anti-Ratón Cd204 Para Citometría De Flujo - P30204

Número de artículo: CM0005372



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD204 de ratón (MSR1), validado para citometría de flujo. Ideal para la investigación del receptor barredor de macrófagos en aterosclerosis, inmunidad innata y formación de células espumosas.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | Anticuerpo mAb de conejo anti-ratón CD204                                                                                                 |
| Observaciones/Alias | MSR; SR-A; Scvr; MRS-A; MSR-A; SR-AI; SR-AII; Scara1                                                                                      |
| Especie             | Ratón                                                                                                                                     |
| ID de gen (Humano)  | 4481                                                                                                                                      |
| ID de gen           | 20288                                                                                                                                     |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 350-458 del CD204 de ratón (NP_001106797.1). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                    |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                                  |
| Aplicación          | FC                                                                                                                                        |
| Reactividad cruzada | Ratón                                                                                                                                     |
| SWISS               | P30204                                                                                                                                    |
| Peso proteico       | 50kDa                                                                                                                                     |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                            |