

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ratón Cd215/Il-15Rα () Para If/Icc, Fc - Q60819

Número de artículo: CM0009236



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con específico para la subunidad alfa del receptor de interleucina-15 de ratón (CD215/IL-15Rα). Validado en IF/ICC y FC, permite la detección y análisis de la señalización de IL-15 en muestras de ratón. SWISS: Q60819, peso proteico 28kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Ratón CD215/IL-15Rα mAb
Observaciones/Alias	Il15ra
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	3601
ID de Gen	16169
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 33-205 del CD215/IL-15Rα de ratón (NP_032384.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q60819
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo