

Anticuerpo Monoclonal Anti-CD215/IL-15R α De Ratón Para If/Icc Y Fc - Q60819

Número de artículo: CM0009560



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD215/IL-15R α de ratón conjugado con para IF/ICC y citometría de flujo. Específico para ratón; el inmunógeno corresponde a los aa 33-205. Peso proteico: 28 kDa. Adecuado para estudios de señalización del receptor de IL-15.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD215/IL-15R α de ratón conjugado con
Observaciones/Alias	Il15ra
Especie	Ratón
ID del gen (humano)	3601
ID del gen	16169
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q60819
Peso proteico	28 kDa
Envío	Bolsa de hielo