

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ratón Cd22 () Para Citometría De Flujo - P35329

Número de artículo: CM0010842

Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con detecta específicamente el CD22 de ratón (Siglec-2), un correceptor inhibidor de células B, validado para citometría de flujo en investigación inmunológica y de células B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal Conejo anti-Ratón CD22
Observaciones/Alias	Lyb8; Lyb-8; A530093D23
Especie	Ratón
GenelD (humano)	933
GenelD	12483
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-151 del CD22 de ratón (NP_033975.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P35329
Peso Proteico	89kDa/93kDa/97kDa
Envío	Bolsa de hielo