

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd22 De Ratón () Para If-P, Fc - P35329

Número de artículo: CM0008851

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD22 de ratón (Siglec-2). Validado para inmunofluorescencia y citometría de flujo en linfocitos B, apoyando la investigación en biología de células B e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anti-CD22 mAb de conejo para ratón
Observaciones/Alias	Lyb8; Lyb-8; A530093D23
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	933
ID del Gen (Ratón)	12483
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-151 de CD22 de ratón (NP_033975.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF-P, FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P35329
Peso Proteico	89kDa/93kDa/97kDa
Envío	Bolsa de hielo