

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mouse Cd22 Para Citometría De Flujo - P35329

Número de artículo: CM0011568

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a CD22 de ratón (Siglec-2). Validado para citometría de flujo, ideal para investigación en biología de linfocitos B, inmunología y señalización celular. Detecta CD22 superficial nativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Rabbit anti-Mouse CD22
Observaciones/Alias	Lyb8, Lyb-8, A530093D23
Especie	Ratón
GeneID (humano)	933
GeneID	12483
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-151 de CD22 de ratón (NP_033975.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P35329
Peso de la proteína	89kDa/93kDa/97kDa
Envío	Bolsa de hielo