

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd223/Lag-3 De Ratón Para Fc - Q61790

Número de artículo: CM0012353



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-LAG-3 de ratón conjugado con para citometría de flujo. Dirigido al CD223 de ratón, un receptor de punto de control inmunitario en células T. Adecuado para investigación en inmunología y desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD223/LAG-3 de ratón
Observaciones/Alias	Ly66; CD223; LAG-3
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3902
GeneID	16768
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-442 del CD223/LAG-3 de ratón (NP_032505.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q61790
Peso molecular de la proteína	57 kDa
Envío	Bolsa de hielo