

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd23 De Ratón Para Fc - P20693

Número de artículo: CM0005061

Introducción

El anticuerpo monoclonal anti-CD23 de ratón , de conejo, validado para citometría de flujo (FC). Reconoce el CD23 de ratón, el receptor de IgE de baja afinidad crucial para la regulación de la IgE y la diferenciación de linfocitos B. Ideal para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-CD23 de ratón (conejo)
Anotaciones/Alias	CD23; Fce2; Fcer2; Ly-42
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	2208
GeneID	14128
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-331 del CD23 de ratón (NP_038545.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P20693
Peso de la proteína	37 kDa
Envío	Bolsa de hielo